





Radical-7® guide de référence rapide



Marche/Arrêt	Appuyez sur  pour allumer/éteindre l'appareil.
Suspension d'alarme	Appuyez sur  pour désactiver l'alarme ou appuyez sur silence (silence) à l'écran.
Déverrouiller l'écran	Appuyez sur  et maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'appareil indique que l'écran est déverrouillé.
Limites des alarmes	Appuyez sur n'importe quel paramètre pour accéder à un menu de paramètres spécifique, puis appuyez sur  pour accéder au menu alarmes et utilisez les curseurs et la molette pour modifier les réglages d'alarme. Appuyez sur OK pour confirmer le paramètre.
Volume du bip de tonalité cardiaque/de l'alarme	Appuyez sur  dans l'écran principal pour accéder au menu Sounds (son). Utilisez le curseur pour modifier le volume. Appuyez sur OK pour confirmer le paramètre.
Modification des affichages des paramètres	Appuyez sur un autre paramètre et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il s'estompe et tremble. Faites glisser le paramètre vers le haut ou le bas de l'écran. Pour augmenter la taille de la police du paramètre, réduisez le nombre de paramètres dans la grande zone d'affichage.
Tendances d'onde/de paramètre	Appuyez sur l'écran de l'onde ou de la tendance pour afficher la molette de sélection de la tendance. Faites glisser la molette de paramètre vers le haut ou vers le bas pour afficher les autres sélections. Centrez la sélection souhaitée et tapotez la sélection pour l'afficher.
Affichage des tendances sur plein écran	Lorsqu'une tendance est affichée, appuyez sur  pour passer en plein écran.
Affichage des tendances sur double écran	Lorsque la tendance d'un paramètre est affichée en plein écran, appuyez sur un autre paramètre et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il s'estompe et tremble. Faites glisser le paramètre dans la fenêtre de tendance.
Mode de sensibilité	<p>Pour modifier la sensibilité du capteur, appuyez sur le paramètre Sensibilité dans le coin supérieur gauche de l'appareil.</p> <p>APOD - Amélioration de la <i>détection de capteur déconnecté</i>. Mode de démarrage recommandé pour la plupart des patients ayant une perfusion satisfaisante.</p> <p>Normal – Fournit de bonnes performances globales en termes de sensibilité. Utilisez ce mode si vous n'arrivez pas à obtenir une mesure ou si le message « low perfusion » (perfusion basse) ou « low signal IQ » (faible qualité du signal) clignote en mode APOD.</p> <p>MAX – Assure des performances optimales en termes de sensibilité chez les patients présentant une hypoperfusion extrême. Utilisez ce mode si vous n'arrivez pas à obtenir une mesure ou si le message « low perfusion » (perfusion basse) ou « low signal IQ » (faible qualité du signal) clignote en mode Normal.</p>

366261AQB-8141A0114 E7 42/A