



nv HENROTECH sa

T : 03 / 844.53.33

F : 03 / 844.52.13

e : respircenter@henrotech.be

http : www.henrotech.be

" BLUE MASK R "

Reanimatie Masker

" BLUE MASK R "

Uw noodzakelijke bescherming!
bij eerste hulp bij ongeval
en bij mond-aan-mond
reanimatie



De " BLUE MASK R "-set bestaat uit een masker, een ventiel en een mondstuk voor een risico-vrije mond aan mond beademing !

Bij correct gebruik zal de " BLUE MASK R " de hulpverlenende persoon beschermen tegen het mondkontakt en de door het slachtoffer uitgeademde lucht. Alzo wordt het risico geminimaliseerd om een besmettelijke ziekte zoals Aids, Hepatitis, Tuberculose, ... door "cross-infectie" over te dragen.

Het speciale ventiel van de " BLUE MASK R " laat de zuurstofrijke lucht van de redder vrij stromen in de richting van het slachtoffer, terwijl de uitgeademde lucht van het slachtoffer kan buitenstromen door de zijuitgang van het ventiel, aldus een maximum aan efficiëntie en hygiëne waarborgend.

Het doorzichtig masker laat de hulpverlenende persoon toe onmiddellijk vreemde materie op te merken die door het slachtoffer uitgebraakt wordt gedurende de reanimatie.

De " BLUE MASK R " is onmiddellijk te gebruiken in geval van nood. Het is zeer licht en compact genoeg om te passen in een standaard eerste-hulp kistje, het handschoenvak van uw wagen, een damestas of een noodtas. Door zijn lage kostprijs kan de " BLUE MASK R " in een aantal plaatsen gestockeerd worden, om alzo een maximum aan veiligheid en bescherming te bieden.

Kenmerken:

Licht en compact
Lage kostprijs

Maximale efficiëntie en hygiëne
Eenvoudig gebruik

ZEER BELANGRIJK !

1. Start de reanimatie zodra het slachtoffer niet meer spontaan ademt !
2. Maak de luchtwegen vrij !
3. Het hoofd achterwaarts tillen om de luchtwegen vrij te maken !
4. Volg de algemene eerste hulp procedure van de mond aan mond reanimatie !

" BLUE MASK R " Als de nood er is , wil je hem niet missen !!



incorrecte houding
fig A



correcte houding
fig B



correcte positie **Blue Mask**
fig C

Gebruiksaanwijzing :

- 1 . Draai het hoofd van het slachtoffer op een zijde , en maak de mond en pharyngale ruimte vrij .
- 2 . Plaats het slachtoffer op zijn rug ,gezicht opwaarts .
- 3 . Til zijn hoofd achterwaarts terwijl U zijn kin opheft, om de luchtwegen open te maken .
- 4 . Plaats een opgerolde handdoek of laken,of kussen,of uw hand onder de schouders van het slachtoffer,om een maximale opening van zijn luchtwegen te bekomen .
- 5 . Plaats het **BLUE MASK** masker met zijn ventiel en zijn mondstuk (zie fig C) over de mond en neus van het slachtoffer en begin onmiddellijk met de kunstmatige ademhaling toe te passen , door twee maal in het mondstuk te blazen gedurende 1 à 1,5 seconde per keer.
- 6 . Daarna blaast u in het mondstuk met een frekwentie van 10 à 15 maal per minuut .
- 7 . Dit zou de longen van het slachtoffer moeten opblazen , met als gevolg dat zijn ribbenkast open gaat en het slachtoffer kan uitblazen door de zijklep van het **BLUE MASK** .

Henrotech nv en de fabrikant zijn niet verantwoordelijk voor een slechte werking of schade veroorzaakt door alteraties , slechte behandeling van de **Blue Mask** kit , slecht bewaren of stokage onder slechte omgevingsomstandigheden , noch door het verkeerd gebruik van de **Blue Mask** door personen die niet of slecht getraind zijn in reanimatie .

Voor alle inlichtingen contacteer :

nv HENROTECH sa
Respiratoire Zorgen

Acacialaan,8,
B - 2630 – Aartselaar

T: +32/3/844.53.33

RESPIRATORY MEDICAL EQUIPMENT

[http: www.henrotech.be](http://www.henrotech.be)
e : respircenter@henrotech.be

F: +32/3/844.52.13