



nv HENROTECH sa

T : 03 / 844.53.33

F : 03 / 844.52.13

e : respircenter@henrotech.be

http : www.henrotech.be

Tri-Ball

Incentive spirometer



Tri-Ball - Incentive spirometer

Na een borst- of abdomen chirurgische ingreep zal de respiratoire trainer **Tri-Ball** de patient helpen om een normale ademhaling te recupereren.

Gebruik TRI-BALL :

Bij inademen door de patient zal de respiratoire trainer , door het successief omhoog gaan van de ballen in de **TRI-Ball**, beginnend met de bal het dichtst bij het punt van inademen, de inademingsspieren oefenen en dit op een manier die het inademen niet belemmert ! Het aanwezig zijn van een filter verzekert dat de ingeademde lucht geen gevaarlijke stofdeeltjes meer bevat.

De **TRI-BALL** heeft een geïncorporeerde zichtbare label welke toelaat om op een eenvoudige wijze de patient, eigenaar van het toestel, te identificeren.

Verschillend van andere respiratoire trainers heeft de **TRI-BALL** ook een geïntegreerd opbergvak waarin het mondstuk na gebruik en reiniging van het toestel kan weggeborgen worden.

Dit opbergvak heeft aan de onderzijde een opening om de overtollige waterdruppels van het reinigingswater te verwijderen. Op deze wijze bekomen wij een totale protectie van het mondstuk na gebruik van de **TRI-BALL** .

Wat kan de TRI-BALL aan de patient bieden?

- helpt de patient een normale ademhaling recupereren na een borst- of abdomen chirurgicale ingreep
- eenvoudig te bedienen
- psychologische voordelen

Technische kenmerken:

- latex vrij
- compact, lichtgewicht en breukvrije ontwerp
- 3 kamers 600-900-1200 cc/sec
- 3 kleur gecodeerde ballen voor elke verschillende kamer
- stof en partikelfilter vast op het toestel
- kiemvrije mondstuk
- nummer van de ziekenhuiskamer en naam van de patient op elke eenheid