


Hoe vindt het juiste toebehoren voor mijn eFlow[®]rapid-apparaat?

	NIEUW met display	oud zonder display
Besturingseenheid blauw (nieuw)		
Control-eenheid artikelnummer	178G1005	niet meer beschikbaar
Vernevelaar- handset		
Vernevelaar	678G8222 vernevelaar 2.0	178G8012 vernevelaar
Aerosol head		
Aerosolproductie- eenheid 2.0	678G8222 Nieuw: aerosolproductie- eenheid 2.0	178G8012 aerosolproductie- eenheid 1.0

Voor een optimale inhalatie en een probleemloze werking van uw apparaat dient u de bijbehorende aerosol head te kiezen.



PARI Pharma GmbH
Moosstraße 3 · D-82319 Starnberg

eFlow[®]rapid
nebuliser system



Comment trouver le bon accessoire pour mon appareil eFlow[®]rapid ?

	NOUVEAU modèle avec écran	ANCIEN modèle sans écran
Unité de contrôle N° de réf.	Unité de commande bleue (nouveau) 178G1005 	Unité de commande turquoise (ancien) Unité de commande turquoise (ancien) 
Nébuliseur	678G8222 Nébuliseur 2.0 	178G8012 Nébuliseur 
Tamis générateur d'aérosols	678G8222 Nouveau : Tamis générateur d'aérosols 2.0 	178G8012 Tamis générateur d'aérosols 1.0 

Veuillez sélectionner l'unité d'aérosol correspondante pour une inhalation optimale et un fonctionnement parfait de votre appareil.