


# MEDISANA®

NOUVEAU

## BS 440 CONNECT



### Pèse-personne d'analyse corporelle avec Bluetooth

Nr. Art. 40422 | EAN 40 15588 40422 1

- ✓ Mesure du poids, du taux de graisse, de la masse hydrique, du taux de muscle et de la masse osseuse
- ✓ Calcul de l'IMC
- ✓ Analyse des besoins en calories intégrée (BMR)
- ✓ Électrodes HiTec sur surface métallisée sous vide
- ✓ Commutation kg, lb et st
- ✓ Reconnaissance automatique de 8 utilisateurs sur pèse-personne
- ✓ Transmission des données par Bluetooth® à l'application VitaDock+ pour iOS et Android ainsi qu'à VitaDock® Online



3 Jahre Garantie  
3 Years Warranty



Körperanalyse  
Body Analysis



Multisuser  
Multi User



iOS/Android oder PC/Mac\*  
iOS/Android or PC/Mac\*



Maximale Tragkraft  
Maximal Load Capacity



Teilung  
Graduation



#### Fonction | Utilisation

Mesure du poids, du taux de graisse, de la masse hydrique, du taux de muscle et de la masse osseuse

Calcul de l'IMC

Analyse des besoins en calories intégrée (BMR)

Mise en marche confortable „step-on“

Grand écran LCD avec rétroéclairage facile à lire

Électrodes HiTec sur surface métallisée sous vide

Commutation kg, lb et st

Quatre capteurs à jauge de contrainte haute précision, pour un résultat de mesure précis

Reconnaissance automatique de 8 utilisateurs sur pèse-personne

Analyse de bio-impédance non applicable aux personnes porteuses d'implant (stimulateur cardiaque p.ex.)

Transmission des données par Bluetooth® à l'application VitaDock+ iOS et Android ainsi qu'à VitaDock® Online

#### Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 32.5 x 32.5 x 2.5 cm

Poids : env. 2.15 kg

Plage de mesure : 5 à 180 kg

Graduation: 100g, 0,0 lb, 1/4 lb

Taille de l'écran : 70 x 49 mm

Piles : 4 x AAA

#### Contenu de la livraison

Pèse-personne d'analyse corporelle

Piles


#### Données logistiques

##### Carton de présentation

1 pièce | tbd | tbd

##### Conditionnement pour achat

tbd | tbd | tbd



## Pèse-personne d'analyse corporelle avec Bluetooth

Nr. Art. 40422 | EAN 40 15588 40422 1

### Fonctions de l'App VitaDock+ pour iOS et Android

- VitaDock+ vous permet d'accéder à vos valeurs sauvegardées de partout et à tout moment et de les visualiser sous la forme de graphiques clairs et explicites
- Navigation intuitive et aisée
- Représentation graphique claire sur axe temporel



### Écran LCD haut de gamme avec rétroéclairage bleu lumineux

Avec son écran bleu et les chiffres blancs le grand écran LCD offre une lisibilité optimale.

### Communication avec VitaDock® Online

powered by 

Avec le nouveau site VitaDock® Online, vous pouvez sauvegarder toutes vos données en ligne de façon sécurisée et les synchroniser avec plusieurs appareils iOS et Android, pour en disposer à tous moments ou que vous soyez.

- Sécurité optimisée, Transmission cryptée des données
- Synchronisation (par exemple entre l'appareils iOS et Android)
- Récupération des données par sauvegarde en ligne
- Échange des données avec son médecin ou sur des sites en ligne

