

Pèse-personne d'analyse corporelle en verre PSM

Nr. Art. 40446 | EAN 40 15588 40446 7

Mesure du poids, de la masse grasse, masse hydrique et masse musculaire

Analyse des besoins en calories intégrée

Grand confort de lecture des valeurs sur écran LCD large par contraste inverse

**MULTI
FUNCTION**

**XL
DISPLAY**

**3 ANS
GARANTIE**



Fonction | Utilisation

Mesure du poids, de la masse grasse, masse hydrique et masse musculaire

Analyse des besoins en calories intégrée

10 blocs mémoire

Mise en marche « Step-on » confortable

Extinction automatique après 8 secondes

Surface en verre de sécurité de 8mm

Grand confort de lecture des valeurs (en blanc brillant) sur écran LCD large par contraste inversé

Électrodes en INOX haut de gamme

Choix des unités de mesure entre kg, lb et st

Quatre jauges DMS de haute précision pour des mesures précises

Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 32,0 x 32,0 x 2,6 cm

Poids : env. 2,45 kg

Plage de mesure : jusqu'à 180 kg, 396 lb, 28st 4lb

Graduation : 100 g, 0.2 lb, 1/4 lb

Taille de l'écran : 10,5 x 4,4 cm

Piles : 3 x 1,5 V (AAA)

Contenu de la livraison

Pèse-personne d'analyse corporelle en verre

Piles

Données logistiques

Carton de présentation

1 pièce | 34,2 x 35,2 x 3,4 cm | 2,08 kg

Conditionnement pour achat

4 pièces | 36,5 x 18,2 x 36,5 cm | 11,3 kg