

MEDISANA®

Glazen weegschaal met lichaamsanalyse PSM

Art.-Nr. 40446 | EAN 40 15588 40446 7

Meet het gewicht, lichaamsvet, lichaamsvocht en spiermassa

Vaststelling van de caloriebehoefte

Groot, goed leesbaar LCD-scherm met wit verlichte cijfers

3 JAAR
GARANTIE

MULTI
FUNCTION

XL
DISPLAY



Funcities | Gebruik

Meet het gewicht, lichaamsvet, lichaamsvocht en spier- en botmassa

Vaststelling van de caloriebehoefte

10 geheugenplaatsen

Handige „step-on“ inschakeltechniek

Automatische uitschakeling na 8 seconden

Stevig 8 mm dik veiligheidsglas

Groot, goed leesbaar LCD-scherm met wit verlichte cijfers

Elektroden van hoge kwaliteit van geborsteld roestvrij staal

Keuze tussen kg, lb en st

Vier nauwkeurige sensoren voor exacte meetresultaten

Technische data

Afmeting: ca. 32,0 x 32,0 x 2,6 cm

Gewicht: ca. 2,45 Kg

Meetbereik: maximaal 180 kg, 396 lb, 28st 4lb

Schaalverdeling: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb

Afmeting display: 10,5 x 4,4 cm

Batterijen: 3 x 1,5 V (AAA)

Inhoud

Glazen lichaamsanalyse weegschaal

Batterijen

Logistieke data

Verkoopverpakking

1 Stuk | 34,2 x 35,2 x 3,4 cm | 2,08 kg

VPE

4 Stuks | 36,5 x 18,2 x 36,5 cm | 11,3 kg