

MEDISANA®

Glazen personenweegschaal PS400

Art.-Nr. 40455 | EAN 40 15588 40455 9

Uitzonderlijk plat design

Vier nauwkeurige sensoren voor exacte meetresultaten

Stevig 6 mm dik veiligheidsglas

Maximale draagkracht 150 Kg




Uitzonderlijk plat design slechts 17 mm

3 JAAR
GARANTIE



Leisten structuur



Functies | Gebruik

Handige 'tap-on' inschakeltechniek

Stevig 6 mm dik veiligheidsglas

Groot, goed leesbaar LCD-scherm

Keuze tussen kg, lb en st

Vier nauwkeurige sensoren voor exacte meetresultaten

Automatische uitschakeling na 10 seconden

Uitzonderlijk plat design

Maximaal draagkracht 150 Kg

Technische data

Afmeting: ca. 30 x 30 x 1,7 cm

Gewicht: ca. 1,5 Kg

Maximale belasting: 150 kg, 330 lb, 24 st

Schaalverdeling: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb

Afmeting display: 7,2 x 3,0 cm

Batterij: 1 x 3 V (CR 2032)

Inhoud

PS400 Glazen personenweegschaal

Batterij

Logistieke data

Verkoopverpakking

1 Stuk | 31,8 x 32,1 x 2,8 cm | 1,7 kg

VPE

4 Stuks | 33 x 14,3 x 34,3 cm | 7,8 kg