

### Daglichtlamp LT 460

Art.-nr. 45220 | EAN 40 15588 45220 8

Energiezuinige Daglichtlamp voor een verhoogd energieniveau en het tegengaan van de symptomen van winterdepressie

Gelijkmatige lichtverdeling dankzij LED-Technologie

2 lichtintensiteiten



#### Functies | Gebruik

Energiezuinige daglichtlamp voor een verhoogd energieniveau en het tegengaan van de symptomen van winterdepressie

Gelijkmatige lichtverdeling dankzij LED-Technologie

Horizontaal en verticaal te gebruiken

2 lichtintensiteiten

Comfortabele éénknops-bediening

Ideaal voor thuis en op kantoor

Incl. handige opbergtui

Gecertificeerd medisch apparaat \*

\*Gecertificeerd volgens MDD (Medical Device Directive)

#### Technische data

Afmeting: ca. L26 × B15 × D1,7 cm

Gewicht: ca. 0,45 kg

Vermogen: 9 Watt

Stroomvoorziening:

- Input: 100-240V~, 50/60 Hz, 500mA
- Output: 12 V - 1 A

Lichtsterkte:

- Hoge intensiteit:
  - bij 10 cm afstand ca. 10000 Lux
  - bij 20 cm afstand ca. 5000 Lux
  - bij 30 cm afstand ca. 2500 Lux
- Lage intensiteit:
  - bij 6 cm afstand ca. 10000 Lux
  - bij 12 cm afstand ca. 5000 Lux
  - bij 20 cm afstand ca. 2500 Lux

Lichtoppervlak: 20,5 x 12 cm

LED-technologie

Snoerlengte: 1,8 m

#### Inhoud

Daglichtlamp

Opbergtui

Stroomadapter

Handleiding

#### Logistieke data

verkoopverpakking

1 Stuk | tbd | tbd

VPE

tbd | tbd | tbd