

# MEDISANA®

## Tensiomètre de poignet BW 310

Nr. Art. 51070 | EAN 40 15588 51070 0

Mesure précise de la tension artérielle au poignet

60 blocs mémoire pour chacun des 2 utilisateurs

Affichage sur écran : systole, diastole, pouls, date, heure



### Fonction | Utilisation

Mesure précise de la tension artérielle au poignet

Affichage sur écran : systole, diastole, pouls, date, heure

Classement des valeurs mesurées sur échelle de couleur conformément au système d'évaluation de l'OMS\*

Affichage de l'arythmie

60 blocs mémoire pour chacun des 2 utilisateurs

Calcul de moyenne pour les 3 dernières mesures

Produit médical certifié\*\*

### Caractéristiques techniques

Dimensions: env. 7,2 x 7,5 x 3 cm

Poids: 150 g

Méthode de mesure : oscillométrique

Plage de mesure:

- Tension: 30 – 250 mmHg

- Pouls: 40 – 180 Battements/min.

Piles: 2 x 1,5 V (AAA)

Tensiomètre pour tour de poignet de 13,5 – 21,5cm

### Contenu de l'emballage

Tensiomètre de poignet

Piles

Boîte de rangement

### Données logistiques

#### Carton de présentation

1 pièce | tbd | tbd

#### Conditionnement pour achat

tbd | tbd | tbd

\*Organisation Mondiale de la Santé

\*\*Certifié selon la directive MDD (Medical Directive Device)