

Tensiomètre de bras MTC

Nr. Art. 51139 | EAN 40 15588 51139 4

Mesure précise de la tension artérielle au bras

60 blocs mémoire

Choix de la fonction vocale en plusieurs langues:
DE, GB, ES, NL, FR, IT, PT

Grand écran pour confort de lecture



Fonction | Utilisation

Mesure précise de la tension artérielle au bras

Affichage sur écran : systole, diastole, pouls, date, heure

Grand écran pour confort de lecture

Classement des valeurs mesurées sur échelle de couleur conformément au système d'évaluation de l'OMS*

60 blocs mémoire

Choix de la fonction vocale en plusieurs langues: DE, GB, ES, NL, FR, IT, PT

Extinction automatique après 1 minute

Volume sonore réglable

Fonctionne au choix sur secteur ou sur piles (adaptateur réseau disponible en option)

Avec pochette de rangement

Produit médical certifié**

*Organisation Mondiale de la Santé

**Certifié selon la directive MDD (Medical Directive Device)

Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 10,8 x 15,1 x 6,3 cm

Poids : env. 0,30 kg

Méthode de mesure : oscillométrique

Plage de mesure :

Tension : 0-300 mmHg

Pouls : 30-180 battements/min.

Piles : 4 x 1,5 V (AA)

Contenu de la livraison

Tensiomètre de bras

Brassard pour circonférence de

bras comprise entre 22-30 cm

Piles

Pochette de rangement

Données logistiques

Carton de présentation

1 pièce | 32 x 22 x 8 cm | 1,2 kg

Conditionnement pour achat

4 pièces | 36,5 x 25 x 37 cm | tbd