

MEDISANA®

Bovenarm bloeddrukmeter MTS

Art.-Nr. 51152 | EAN 40 15588 51152 3

Nauwkeurige bloeddrukmeting aan de bovenarm

60 geheugenplaatsen voor elk van de 2 gebruikers

Aritmie-herkenning

Extra groot, goed leesbaar display

3 JAAR
GARANTIE



2x60
MEMORY



Funcities | Gebruik

Nauwkeurige bloeddrukmeting aan de bovenarm

Weergave van: systole, diastole, hartslag, datum, tijd

Extra groot, goed leesbaar display

Aritmie-herkenning

Duidelijke evaluatie van de resultaten volgens WHO* classificatie m.b.v. kleurschaal

60 geheugenplaatsen voor elk van de 2 gebruikers

Automatische uitschakeling na 1 minuut

Aansluitmogelijkheid voor adapter (los verkrijgbaar)

Inclusief opbergetui

Gecertificeerd medisch apparaat**

Technische data

Afmeting: ca. 19,5 x 22,5 x 26,5 cm

Gewicht: ca. 0,30 Kg

Meetmethode: Oscillometric

Meetbereik:
Bloeddruk: 0 – 300 mmHg
Hartslag: 30 – 180 slagen/min.

Batterijen: 4 x 1,5 V (AA)

Inhoud

Bovenarm bloeddrukmeter

Manchet voor armomvang 22 – 30 cm

Batterijen

Opbergetui

Logistieke data

Verkoopverpakking

1 Stuk | 17,7 x 11,8 x 8,8 cm | 0,3 kg

VPE

4 Stuks | 22,7 x 20,1 x 27,5 cm | 3,6 kg

* World Health Organisation (Wereldgezondheidsorganisatie)

**Gecertificeerd volgens MDD (Medical Device Directive)