

Tensiomètre de poignet HGV

Nr. Art. 51220 | EAN 40 15588 51220 9

Mesure précise de la tension artérielle au poignet

120 blocs mémoire pour chacun des 2 utilisateurs

Grand écran pour confort de lecture



Fonction | Utilisation

Mesure précise de la tension artérielle au poignet

Affichage sur écran : systole, diastole, pouls, date, heure

Grand écran pour confort de lecture

Classement des valeurs mesurées sur échelle de couleur conformément au système d'évaluation de l'OMS*

Affichage de l'arythmie 120 blocs mémoire pour chacun des 2 utilisateurs

Calcul de la valeur moyenne de toutes les données sauvegardées

Choix de la fonction vocale en plusieurs langues : DE, GB, ES, NL, FR, IT, PT

Volume sonore réglable

Avec boîte de rangement

Produit médical certifié*

*Organisation Mondiale de la Santé

**Certifié selon la directive MDD (Medical Directive Device)

Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 8,5 x 8,2 x 3,6 cm

Poids : env. 0,13 kg

Méthode de mesure : oscillométrique

Plage de mesure :

Tension : 0-300 mmHg

Pouls : 30-180 battements/min.

Piles : 2 x 1,5 V (AAA)

Tensiomètre pour tour de poignet de 14,0 à 19,5 cm

Contenu de la livraison

Tensiomètre de poignet

Piles

Boîte de rangement

Données logistiques

Carton de présentation

1 pièce | 8,5 x 8,2 x 3,6 cm | 0,75 kg

Conditionnement pour achat

4 pièces | 40 x 17,5 x 24,5 cm | tbd