

Tensiomètre de poignet HGH

Nr. Art. 51430 | EAN 40 15588 51430 2

Mesure précise de la tension artérielle au poignet

60 blocs mémoire

Grand écran pour confort de lecture



Fonction | Utilisation

Mesure précise de la tension artérielle au poignet

Affichage sur écran : systole, diastole, pouls, date, heure

Grand écran pour confort de lecture

Classement des valeurs mesurées sur échelle de couleur conformément au système d'évaluation de l'OMS*

Affichage de l'arythmie

60 blocs mémoire

Avec boîte de rangement

Produit médical certifié**

Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 8,7 x 6,7 x 2,5 cm

Poids : env. 0,12 kg

Méthode de mesure : oscillométrique

Plage de mesure:

Tension : 30-250 mmHg

Pouls: 40-180 battements/min.

Piles : 2 x 1,5 V (AAA)

Tensiomètre pour tour de poignet de 14,0 à 19,5 cm

Contenu de la livraison

Tensiomètre de poignet

Piles

Boîte de rangement

Données logistiques

Carton de présentation

1 pièce | 9,5 x 9,0 x 9,5 cm | 0,19 kg

Conditionnement pour achat

4 pièces | tbd | tbd

*Organisation Mondiale de la Santé

**Certifié selon la directive MDD (Medical Directive Device)