


Polsbloeddrukmeter HGH

Art.-Nr. 51430 | EAN 40 15588 51430 2

Nauwkeurige bloeddrukmeting aan de pols

Extra groot, goed leesbaar display

60 geheugenplaatsen



Funcities | Gebruik

Nauwkeurige bloeddrukmeting aan de pols

Weergave van: systole, diastole, hartslag, datum, tijd

Extra groot, goed leesbaar display

Duidelijke evaluatie van de resultaten volgens WHO* classificatie mbv een kleurenschaal

Aritmie-herkenning

60 geheugenplaatsen

Inclusief opbergetui

Gecertificeerd medisch apparaat**

Technische data

Afmeting: ca. 8,3 x 6,4 x 3 cm

Gewicht: ca. 0,11 Kg

Meetmethode: oscillometrisch

Meetbereik:

Bloeddruk: 0 - 300 mmHg

Hartslag: 40 - 180 slagen/min.

Batterijen: 2 x 1,5 V (AAA)

Manchet voor polsomvang
14 - 19,5 cm

Inhoud

Polsbloeddrukmeter

Batterijen

Opbergetui

Logistieke data

Verkoopverpakking

1 Stuk | 9,5 x 9,0 x 9,5 cm | 0,19 kg

VPE

16 Stuks | tbd | tbd

* World Health Organisation (Wereldgezondheidsorganisatie)

** Gecertificeerd volgens MDD (Medical Device Directive)