

# MEDISANA®

## Inhalator IN 500 Compact

Art.-Nr. 54520 | EAN 40 15588 54520 7

Voor doelgerichte behandeling van aandoeningen aan de bovenste en onderste lucht-wegen

Zeer effectief dankzij microfijne verneveling

Inhalatie via masker, mond- of neus-adapter - bij uitstek ook geschikt voor kinderen

Bijzonder stil: slechts 65 dB



uitgebreide accessoireset



extra lange slang: 2 meter

Bijzonder stil

Particularly quiet

### Funcities | Gebruik

Verneveling met luchtcompressietechniek

Voor doelgerichte behandeling van aandoeningen aan de bovenste en onderste luchtwegen (astma, verkoudheid)

Zeer effectief dankzij microfijne verneveling

Bijzonder effectief dankzij hoog aandeel aerosols

Uitgebreide accessoireset: inhalatie via masker, mond- of neusadapter - bij uitstek ook geschikt voor kinderen

extra lange slang: 2 meter

Gecertificeerd medisch apparaat\*

### Technische data

Afmeting: ca. 19,6 x 16 x 10cm

Gewicht: ca. 1,3 kg

Vermogen: 60 Watt

Stroomvoorziening: netadapter: 230V AC / 50Hz

Vulinhoud voor verneveling: max. 10 ml

Min. verneveling:  $\leq 0,2$  ml/min

Druppelgrootte:  $>60\% \leq 5 \mu\text{m}$

Geluidssterkte slechts 65 dB

Slanglengte: 2 meter

### Inhoud

Inhalator IN500 compact

Mondstuk

Masker: 1x voor kinderen, 1x voor volwassenen

Neusadapter: 1x voor kinderen, 1x voor volwassenen

5x vervangingsfilter

### Logistieke data

Verkoopverpakking

1 Stuk | 215 x 165 x 155 mm | tbd

VPE

4 Stuks | tbd | tbd

\*Gecertificeerd door MDD (Medical Device Directive)