

Inhalateur IN 550 Pro

Nr. Art. 54530 | EAN 40 15588 54530 6

Pour le traitement ciblé des maladies des voies respiratoires supérieures et inférieures

Grande efficacité par nébulisation en gouttelettes microfines

Nombreux accessoires: Inhalation aisée avec masque, embout buccal ou adaptateur nasal – aussi pour les enfants

Cordon d'alimentation extra long – 2m



Tuyau extra long – 2 m



Nombreux accessoires



Compartment accessoires



Compartment pour cordon d'alimentation



compacte et transportable

Fonction | Utilisation

Nébulisation par la technologie à air comprimé

Pour le traitement ciblé des maladies des voies respiratoires supérieures et inférieures (par ex. asthme ou rhume)

Grande efficacité par nébulisation en gouttelettes microfines

Très efficace grâce à la haute teneur en aérosols pénétrant dans les poumons

Compartment de rangement intégré

Nombreux accessoires: Inhalation aisée avec masque, embout buccal ou adaptateur nasal – aussi pour les enfants

Tuyau extra long – 2 m

Dispositif Médical Certifié *

* Certifié selon la directive MDD (Medical Directive Device)

Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 33 x 20 x 13,8 cm

Poids : env. 2 kg

Puissance : 60 watts

Alimentation électrique : 230V/50 Hz

Remplissage inhalant du volume: max. 10 ml

Nébulisation minimale : ≤ 0,2 ml/min

Taille moyenne des particules : >60% ≤5 µm

Longueur du tuyau : 2 m

Contenu de l'emballage

Inhalateur

Embout buccal

Masques pour enfants et adultes

Pièce de raccordement

Adaptateur nasal pour enfants et adultes

5 filtres

2 tuyaux

Données logistiques

Carton de présentation

1 pièce | tbd | tbd

Conditionnement pour achat

4 pièces | tbd | tbd