

# MEDISANA®

## Inhalator IN 550 Pro


Art.-Nr. 54530 | EAN 40 15588 54530 6

Voor doelgerichte behandeling van aandoeningen aan de bovenste en onderste lucht-wegen

Zeer effectief dankzij microfijne verneveling

Inhalatie via masker, mond- of neus-adapter - bij uitstek ook geschikt voor kinderen

Bijzonder stil: slechts 65 dB



Bijzonder stil



Particulary quiet

extra lange slang: 2 meter



uitgebreide accessoireset



accessoires intern opgeborgen



geïntegreerde kabelopberging



compact en mobiel

### Funcities | Gebruik

Verneveling met luchtcompressietechniek

Voor doelgerichte behandeling van aandoeningen aan de bovenste en onderste luchtwegen (astma, verkoudheid)

Zeer effectief dankzij microfijne verneveling

Bijzonder effectief dankzij hoog aandeel aerosols

Uitgebreide accessoireset: inhalatie via masker, mond- of neusadapter - bij uitstek ook geschikt voor kinderen

extra lange slang: 2 meter

Geïntegreerde accessoire- en kabelopberging

Gecertificeerd medisch apparaat\*

### Technische data

Afmeting: ca. 33 x 20 x 13,8 cm

Gewicht: ca. 2 kg

Vermogen: 60 Watt

Stroomvoorziening: netadapter: 230V AC / 50Hz

Vulinhoud voor verneveling: max. 10 ml

Min. verneveling:  $\leq 0,2$  ml/min

Druppelgrootte:  $>60\% \leq 5 \mu\text{m}$

Geluidssterkte slechts 65 dB

Slanglengte: 2 meter

### Inhoud

Inhalator IN550 compact

Mondstuk

Masker: 1x voor kinderen, 1x voor volwassenen

Neusadapter: 1x voor kinderen, 1x voor volwassenen

5 vervangingsfilters

2 reservezekeringen

### Logistieke data

Verkoopverpakking

1 Stuk | 365 x 210 x 150 | tbd

VPE

4 Stuks | tbd | tbd

\*Gecertificeerd door MDD (Medical Device Directive)