


Coussin chauffant pour le dos et la nuque HKN

Nr. Art. 60124 | EAN 40 15588 60124 8

Technologie « APS » - système de sécurité actif :
contrôle de température optique et acoustique

Câble de chauffage flexible et système de
capteurs à matrice pour une répartition régulière
de la chaleur

4 niveaux de température



Technologie APS

- Vert : mode normal
- Orange : chauffage
- Rouge + signal sonore : avertissement

Fonction | Utilisation

Câble de chauffage flexible et système de
capteurs à matrice pour une répartition
régulière de la chaleur

4 niveaux de température

Chauffage « turbo » d'une puissance de 100 watts

Extinction automatique après 90 minutes

Technologie « APS » - système de sécurité actif :
contrôle de température optique et acoustique

Élément de commande ergonomique avec
affichage de température à LED sur les deux
faces pour droitiers et gauchers

Housse amovible, dessus agréablement doux

Housse lavable en machine à 40°C

Coussin respirant très doux

Coussin lavable grâce au régulateur de
température amovible

Coussin chauffant surdimensionné pour une
chaleur bienfaisante dans les régions dorsales
et cervicales

Bande Velcro pratique pour la fixation
individuelle du coussin

Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 40 x 68 cm

Poids : env. 0,6 kg

Puissance : 100 watt

Alimentation électrique : 230 V/50 Hz

Contenu de la livraison

Coussin chauffant pour le dos et la nuque

Housse

Élément de commande

Données logistiques

Carton de présentation

1 pièce | 40 x 7 x 32,5 cm | tbd

Conditionnement pour achat

4 pièces | 41,5 x 30 x 35 cm | 4,45 kg

