

## Thermomètre infrarouge multifonctions TM 750


Nr. Art. 76140 | EAN 40 15588 76140 9

Mesure précise de la température corporelle dans l'oreille et sur le front en quelques secondes

Fonction supplémentaire : mesure de la température ambiante, des liquides et des surfaces

Alarme visuelle en cas de fièvre

Sauvegarde automatique des 30 dernières valeurs mesurées



Alarme visuelle en cas de fièvre

- Écran vert : température correcte, écran rouge : température élevée



### Fonction | Utilisation

Mesure précise de la température corporelle dans l'oreille et sur le front en quelques secondes

Fonction supplémentaire : mesure de la température ambiante, des liquides et des surfaces (0 - 100° C)

Alarme visuelle en cas de fièvre - Écran vert : température correcte, écran rouge : température élevée

Signal sonore pour démarrer la mesure et après la prise de mesure

Sauvegarde automatique des 30 dernières valeurs mesurées

Date et heure

Produit médical certifié\*

\*Certifié selon la directive MDD (Medical Directive Device)

### Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 12,5 x 1,8 x 1 cm

Poids : env. 0,10 kg

Plage de mesure object: 0-100°C

Plage de mesure température corporelle: 34-42°C

Paliers : 0,1°C

Précision de la mesure:

- Front: +/- 0.3°C de 34 - 43 °C

- Oreille: +/- 0.2°C de 35.5 - 42 °C

- Object: ≤30 +/-1.5 °C  
>30 +/-5%

Piles : 2 x 1,5 V (AAA)

### Contenu de la livraison

Thermomètre infrarouge multifonctions

Piles

Boîte de rangement

### Données logistiques

Carton de présentation

1 pièce | 10,8 x 16,6 x 6 cm | tbd

Conditionnement pour achat

tbd | tbd | tbd