

MEDISANA®

Multifunctionele infrarood thermometer TM750

Art.-Nr. 76140 | EAN 40 15588 76140 9

Nauwkeurige koortsmeting direct op het voorhoofd of in het oor

Extra functie: meting van omgevingstemperatuur, oppervlakken en vloeistoffen

Visueel koortsalarm

3 JAAR
GARANTIE



LED
ALARM

30
MEMORY



MDD 93/42/EWG



Visueel koortsalarm: groen - temperatuur is ok; rood - temperatuur is verhoogd



Funcies | Gebruik

Nauwkeurige koortsmeting direct op het voorhoofd of in het oor binnen enkele seconden

Extra functie: meting van omgevingstemperatuur, oppervlakken en vloeistoffen (0 - 100 °C)

Visueel koortsalarm: groen - temperatuur is ok; rood - temperatuur is verhoogd

Akoestisch signaal bij het begin en einde van elke meting

Automatische opslag van de laatste 30 gemeten waarden

Datum en tijd registratie

Gecertificeerd medisch apparaat*

Technische data

Afmeting: ca. 13,4 x 4,2 x 4,7 cm

Gewicht: ca. 65 gram incl. batterijen

Meetbereik objecten: 0 - 100 °C

Meetbereik lichaamstemperatuur: 34 - 43 °C

Schaalindeling: 0,1 °C

- Voorhoofd: +/- 0,3°C van 34 - 43 °C

- Oor: +/- 0,2°C van 35,5 - 42 °C

- Object: ≤30 +/-1,5 °C

>30 +/-5%

Batterijen: 2 x 1,5 V (AAA)

Inhoud

Multifunctionele
Infraroodthermometer TM750

Batterijen

Opbergetui

Logistieke data

Verkoopverpakking

1 Stuk | 10,8 x 16,6 x 6 cm | tbd

VPE

x Stuks | tbd

*Gecertificeerd volgens MDD (Medical Device Directive)