

Thermomètre FTC

Nr. Art. 77030 | EAN 40 15588 77030 2

Mesure précise de la température corporelle :
orale, axillaire, rectale

Signal sonore pour démarrer la mesure et après la
prise de mesure

Étanche



Fonction | Utilisation

Mesure précise de la température corporelle :
orale, axillaire, rectale

Signal sonore pour démarrer la mesure et
après la prise de mesure

Alarme sonore en cas de fièvre

Sauvegarde automatique de la dernière valeur
mesurée

Étanche

Extinction automatique après

8 minutes

Écran LCD avec affichage digital

Changement facile de piles

Avec boîte de rangement

Produit médical certifié*

*Certifié selon la directive MDD (Medical Directive Device)

Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 12,8 x 1,3 x 1,9 cm

Poids : env. 0,10 kg

Plage de mesure : 32-42°C

Paliers : 0,1°C

Pile : 1 pile micro (AG3 ou LR41)

Contenu de la livraison

Thermomètre

Pile

Boîte de rangement

Données logistiques

Carton de présentation

1 pièce | 16,7 x 5,5 x 1,6 cm | 0,04 kg

Conditionnement pour achat

12 pièces | 16,8 x 9,8 x 11,5 cm | 0,6 kg