

## Thermomètre TM 700


Nr. Art. 77040 | EAN 40 15588 77040 1

Mesure précise de la température corporelle:  
orale, axillaire, rectale

Pointe flexible

Résultat de mesure en 10 secondes

Étanche



Pointe flexible



### Fonction | Utilisation

Mesure précise de la température corporelle:  
orale, axillaire, rectale

Résultat de mesure en 10 secondes

Signal sonore pour démarrer la mesure et  
après la prise de mesure

Alarme sonore en cas de fièvre

Sauvegarde automatique de la dernière valeur  
mesurée

Étanche

Extinction automatique après 10 minutes

Écran LCD avec affichage digital

Pointe flexible

Conversion from °C to °F

Changement facile de la pile

Avec boîte de rangement

Produit médical certifié\*

### Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 3.9 x 2.2 x 1.3 cm

Poids : env. 0.12 kg

Plage de mesure : 32,0 - 42,9°C

Paliers : 0,1°C

Pile : 1 x 1,5 V (AG3/LR41)

### Contenu de la livraison

Boîte de rangement

1 pile micro AG3 ou LR41

Boîte de rangement

### Données logistiques

#### Carton de présentation

1 pièce | tbd | tbd

#### Conditionnement pour achat

tbd | tbd | tbd

\* Certifié selon la directive MDD (Medical Directive Device)