

# PURE NEB®

# CLASSIC



## **Système de nébulisation haute performance AERODJINN®**

**Traitement des pathologies broncho-pulmonaires**  
(BPCO, DDB, asthme, bronchite, pneumopathie, mucoviscidose)

Cet appareil compact, associé au nébuliseur ExtraNEB+®, permet de nébuliser tous types de médicaments (compresseur pneumatique et production de l'aérosol en continu – MMAD : 3.9 µm, avec le nébuliseur ExtraNEB+® et le compresseur AERODJINN®+).

Performances, avec nébuliseur ExtraNEB+® :

2 ml = 4 min. - 5 ml = 11 min.,

MMAD : 3.9 µm,

Fraction inhalable : 25%.

Caractéristiques :

Poids : 1.9 kg


Dimensions : 22x12x17.5 cm

Garantie : 3 ans

LE TRAITEMENT  
BRONCHO-PULMONAIRE



Associé au nébuliseur ExtraNEB+®, le compresseur AERODJINN® permet un dépôt uniforme dans tout le poumon.



Scintigraphie sur un patient sain

Accessoires sans latex et sans phtalates :



**EXTRA NEB+®**, avec embout buccal



Masque pédiatrique (RP) fourni

Accessoires optionnels :



Nébuliseur nourrisson NL9MBB



Masque adulte, R

CE 0459

Dispositif Médical de classe IIa. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical. Documentation destinée aux Professionnels de Santé. Photographies non contractuelles.

A.COMPS.FR.010.0715

L'AÉROSOLTHÉRAPIE PAR DTF MEDICAL



Diffusion Technique Française  
19, rue de la Presse - CS 60132  
42003 Saint-Etienne Cedex 1 - France  
Tél. : (33) 4 77 74 51 11 - Fax : (33) 4 77 79 67 72  
E-mail : dtf@dtf.fr - [www.dtf.fr](http://www.dtf.fr)

**DTF**<sup>®</sup>  
medical