

MEDISANA®

BW 300 CONNECT



Tensiomètre de poignet avec Bluetooth

Nr. Art. 51294 | EAN 40 1558851294 0

- ✓ Mesure précise de la tension artérielle au poignet
- ✓ Mesure plus rapide grâce à la technologie de mesure de gonflage innovante : la tension artérielle est mesurée durant le gonflage du brassard
- ✓ Affichage de l'arythmie
- ✓ 180 blocs mémoire pour chacun des 2 utilisateurs
- ✓ Grand écran pour confort de lecture
- ✓ Transmission des données par Bluetooth® Smart au l'app VitaDock+ pour iOS et Android et au site VitaDock Online



Medizinprodukt
Medical Device



Klinisch geprüft
Clinically tested



Jahre Garantie
Years Warranty



Ampelfunktion
Color coded scale



Speicherplätze
Memory slots



Fonction | Utilisation

Mesure précise de la tension artérielle au poignet

Mesure plus rapide grâce à la technologie de mesure de gonflage innovante : la tension artérielle est mesurée durant le gonflage du brassard

Affichage sur écran : systole, diastole, pouls, date, heure

Affichage de l'arythmie

Classement des valeurs mesurées sur échelle de couleur conformément au système d'évaluation de l'OMS*

180 blocs mémoire pour chacun des 2 utilisateurs

Calcul de la valeur moyenne de les données sur les 3 derniers valeurs

Mesure sans sauvegarde possible pour tierce personne

Grand écran pour confort de lecture

Transmission des données par Bluetooth® Smart au l'app VitaDock+ pour iOS et Android et au site VitaDock® Online

Fonctionne au choix sur secteur ou sur piles (adaptateur réseau disponible en option)

Avec sac de rangement

Produit médical certifié**

* Organisation Mondiale de la Santé

**Certifié selon la directive MDD (Medical Directive Device)

Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 6,5 x 8 x 1,7 cm

Poids : env. 0,150 kg

Méthode de mesure : oscillométrique

Plage de mesure : - Tension : 0- 300 mmHg
- Pouls : 30-180 battements/min.

Pile: Lithium-ion

Contenu de l'emballage

Tensiomètre de poignet

Manuel d'utilisation

USB chargeur

Boite de rangement

Données logistiques

Carton de présentation

1 pièce | tbd | tbd

Conditionnement pour achat

tbd | tbd | tbd



Tensiomètre de poignet avec Bluetooth

Nr. Art. 51294 | EAN 40 1558851294 0

Fonctions de l'App VitaDock+ pour iOS et Android

- VitaDock+ vous permet d'accéder à vos valeurs sauvegardées de partout et à tout moment et de les visualiser sous la forme de graphiques clairs et explicites
- Navigation intuitive et aisée
- Représentation graphique claire sur axe temporel



Résultats de mesure rapide grâce à la technologie de gonflage

La pression artérielle est mesurée durant le gonflage du brassard. L'appareil détecte la systole atteinte et termine la mesure plus rapidement que selon la méthode de mesure conventionnelle. Il en résulte une prévention du gonflage excessif du brassard.

Écran LCD haut de gamme avec rétroéclairage bleu lumineux

Avec son écran bleu et les chiffres blancs le grand écran LCD offre une lisibilité optimale.

Communication avec VitaDock® Online powered by

Avec le nouveau site VitaDock® Online, vous pouvez sauvegarder toutes vos données en ligne de façon sécurisée et les synchroniser avec plusieurs appareils iOS et Android, pour en disposer à tous moments ou que vous soyez.

- Sécurité optimisée, Transmission cryptée des données
- Synchronisation (par exemple entre l'appareils iOS et Android)
- Récupération des données par sauvegarde en ligne
- Échange des données avec son médecin ou sur des sites en ligne

