

# MEDISANA®

## BW300 CONNECT



### Polsbloeddrukmeter

Art.-Nr. 51294 | EAN 40 15588 51294 0

Nauwkeurige bloeddrukmeting aan de pols

Snellere meetresultaten dankzij Inflatetechnologie – de meting start al tijdens het oppompen

Weergave van aritmie

Bluetooth®-dataoverdracht naar VitaDock®-Online en de VitaDock® App (iOS + Android)



VitaDock+ app



### Connect met VitaDock® Online

Dankzij de stijlvolle overzichtelijke VitaDock+ app kunt u uw bloeddruk eenvoudig managen met uw smartphone. Evalueren, back-ups en slimme interactieve grafieken helpen u grip op uw gezondheid te houden.

### Snellere meetresultaten dankzij inflate-technologie

De bloeddruk wordt gemeten tijdens het oppompen, waardoor de meting sneller kan starten dan bij traditionele metingen. Hierdoor wordt de manchet niet onnodig ver opgepompt en zijn de resultaten direct beschikbaar.



### Functies | Gebruik

Nauwkeurige bloeddrukmeting aan de pols

Snellere meetresultaten dankzij Inflate-technologie – de meting start al tijdens het oppompen van de manchet

Display toont systole, diastole, hartslag, datum, en tijd

LCD display met helder blauwe achtergrondverlichting

Aritmie-herkenning

Diagnose volgens de richtlijnen van de WHO\* d.m.v. een kleurenschaal

180 geheugenplaatsen voor elk van de 2 gebruikers

Berekening gemiddelde van de laatste 3 metingen

Gastmeting mogelijk zonder opslag van de gemeten waarden

Goed leesbaar display dankzij extra grote cijfers

Bluetooth Smart dataverbinding met VitaDock+ app voor iOS (6.0 en nieuwer) en Android (4.3 en nieuwer) en VitaDock Online\*\*

Aansluitmogelijkheid voor adapter (los verkrijgbaar)

Inclusief opbergetui

Gecertificeerde bloeddrukmeter volgens strenge EU-richtlijnen\*\*\*

### Technische data

Afmeting: ca. 65 x 80 x 17 mm

Gewicht: ca. 150 gram

Meetmethode: oscillometrisch

Meetbereik:

Bloeddruk: 0 – 300 mmHg

Hartslag: 40 – 199 slagen/min.

Batterij: oplaadbare Lithium-Ion batterij

### Inhoud

BW 300 CONNECT

USB-oplaadkabel

Opbergetui

### Logistieke data

Verkoopverpakking

1 Stuk | 6,5 x 8 x 1,7 cm | 150 gram

VPE

4 Stuks | tbd | tbd

\* World Health Organisation (Wereldgezondheidsorganisatie)  
\*\* Bluetooth® 4.0 smart compatible  
\*\*\* Gecertificeerd volgens MDD 93/42 (Medical Device Directive)