

# MEDISANA®

## Lampe infrarouge IR 885

Nr. Art. 88257 | EAN 40 15588 88257 9

Lumière infrarouge intensive pour décontracter les muscles ou pour le traitement de rhumes

Stimule la circulation sanguine

Apaise la douleur

Ampoule de qualité (halogen)

**300**  
WATT



**3** ANS  
GARANTIE



### Fonction | Utilisation

Lumière infrarouge intensive pour décontracter les muscles ou pour le traitement de rhumes

Stimule la circulation sanguine

Apaise la douleur

Degrès d'inclinaison réglable (35°)

Ampoule de qualité (halogen)

Bouton marche/arrêt

Fonction minuterie (15 à 1 minute)

Ventilation pour refroidissement après utilisation

Enrouleur de câble

Poignet pour transport

Utilisation sur grande surface

Dispositif Médical Certifié\*

\* Certifié selon la directive MDD (Medical Directive Device)

### Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 19,8 x 18,6 x 29,5 cm

Poids : env. 1,5 kg

Puissance : 300 watts

Alimentation électrique : 230 V/50Hz

### Contenu de l'emballage

Lampe infrarouge

1 ampoule (halogen)

### Données logistiques

Carton de présentation

1 pièce | 22 x 20,5 x 32,5 cm | 1,6 kg

Conditionnement pour achat

2 pièces | 43,5 x 25 x 35 cm | 5 kg