

# MEDISANA®

## Infraroodlamp IR 885

Art.-Nr. 88257 | EAN 40 15588 88257 9

Intensief infrarood licht met helende werking bij  
spierpijn of verkoudheidssymptomen

Stimuleert bloedcirculatie


Verlicht pijn

Duurzame lamp (Halogeen)

**300**  
WATT



**3 JAAR**  
GARANTIE



### Functies | Gebruik

Intensief infrarood licht met helende werking bij  
spierpijn of verkoudheidssymptomen

Stimuleert bloedcirculatie

Verlicht pijn

Aanpasbare voet (35°)

Duurzame lamp (Halogeen)

Aan-/Uit-schakelaar

Instelbare timer (1 tot 15 minuten)

Interne ventilator

Handvat

Groot behandeloppervlak

Gecertificeerd medisch product\*

### Technische data

Afmeting: ca. 19,8 x 18,6 x 29,5 cm

Gewicht: ca. 1,5 kg

Vermogen: 300 Watt

Stroomvoorziening: 230 / 50 Hz

### Inhoud

Infraroodlamp IR 885

Lamp (Halogeen)

### Logistieke data

Verkoopverpakking

1 Stuk | 22 x 20,5 x 32,5 cm | 1,6 kg

VPE

2 Stuks | 43,5 x 25 x 35 cm | 5 kg

\* Gecertificeerd volgens MDD (Medical Device Directive)