

Glucomètre MediTouch®

Nr. Art. 79025 | EAN 40 15588 79025 6

PZN 5358261

Seulement 5 sec. par mesure

0,6 µl de sang

Mémoire: 360 valeurs mémorisées

Navigation simple par symboles



360
MEMORY



3 ANS
GARANTIE



Kit de démarrage avec pochette pratique



Fonction | Utilisation

Seulement 5 sec. par mesure

0,6 µl de sang

Version ultra-platte

Grand écran LCD 32 x 42 mm

Mémoire: 360 valeurs mémorisées

Valeur moyenne pour les derniers
7/14/30/60/90 jours

Navigation simple par symboles

Marquage des valeurs mesurées pour avant et
après mangert

Produit médical certifié*

Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 7,5 x 4,4 x 1 cm

Poids : env. 40 g

Pile: 1 x 3V (CR2032)

Contenu de la livraison

Glucomètre

10 bandelettes réactives | Piqueur

10 lancettes | Solution de contrôle

Capuchon AST | 5 lingettes alcoolisées

Pochette de transport | Manuel d'utilisation

Notice brève | Journal pour diabétique

Pile

Données logistiques

Carton de présentation

1 pièce | 17,7 x 7,3 x 11,8 cm | 0,24 kg

Conditionnement pour achat

4 pièces | 30,5 x 18,7 x 13,4 cm | 1,6 kg

*Certifié selon la directive IVD, plus particulièrement MDD
(Medical Directive Device)