

# Nébuliseur PARI LC SPRINT® SP

- 3 sets différents – répond au besoin spécifique de chaque patient
- Hygiénique – nébuliseur avec tuyau d'air complet dans un emballage
- Utilisation mono-patient

**PARI bat son propre record !**

Depuis des années, le nébuliseur **PARI LC PLUS®** est la référence en aérosolthérapie: il est considéré dans les études scientifiques comme le « Golden Standard ». Avec le **PARI LC SPRINT® SP**, **PARI** a développé et conçu une nouvelle génération de nébuliseurs dont les performances sont encore améliorées.

**Le PARI LC® SPRINT SP traitement par inhalation rapide, aisé et prouvé**

- Durée du traitement plus court de moins 20% - meilleure adhérence du patient
- Déposition plus importante de médicament au niveau des poumons
- Montage facile – nombre réduit de pièces
- Normes d'hygiène prouvées – facile à nettoyer et à désinfecter

Le nébuliseur **PARI LC® SPRINT SP** est disponible en 3 configurations :



avec embout buccal  
Ref 023G6110

avec masque enfant  
Ref 023G6120

avec masque adulte  
Ref 023G6130

Tableau comparatif des performances du **PARI LC® SPRINT SP** à celles du **PARI LC PLUS®** :

Nébuliseur*	MMD (µm)	< 5µ	TOR (mg/min)
LC SPRINT® SP	3,3 µm	70%	570 mg/min
LC PLUS®	3,5 µm	68%	500 mg/min

\*Pression 1,5bar, débit inspiratoire 20 l/min, mesure effectuée avec le Malvern MasterSizerX (résultats calculés selon la méthode de l'institut Fraunhofer) à une température de 23°C et avec 50% d'humidité relative. Produit nébulisé: 0,9% NaCl (5ml).



**PARI** GmbH  
Spezialisten für effektive Inhalation  
Moosstrasse 3 · D-82319 Starnberg  
Telefon +49 (0) 8151 279-0  
Fax +49 (0) 8151 279-101



**PARI** sur Internet:  
[www.pari.de](http://www.pari.de)  
E-Mail: [info@pari.de](mailto:info@pari.de)

## Nébuliseur **PARI** LC SPRINT® SP

Des performances  
améliorées



Notre vision est d'améliorer la vie des personnes atteintes d'affections des voies respiratoires et celle de ceux qui s'occupent d'elles.

Spécialistes de l'inhalation efficace



# De **PARI** **LC SPRINT® SP** vernevelaar

## De **PARI LC SPRINT® SP** vernevelaar

- keuze uit 3 verschillende sets – beantwoordt aan de behoeften van de patiënt
- hygiënisch – vernevelaar met luchtslang compleet in een verpakking
- single patient gebruik

### **PARI breekt eigen record !**

Sinds jaren is de **PARI LC PLUS®** vernevelaar de standaardvernevelaar in verstuivingstherapieën, en wordt beschouwd in de wetenschappelijke studies als de « Golden Standard ». Met de **PARI LC SPRINT® SP**, heeft **PARI** een nieuwe generatie vernevelaars ontwikkeld die de beproefde eigenschappen behouden en zelfs verbeteren.

### De **PARI LC® SPRINT SP** snelle, éenvoudige en beproefde inhalatietherapie

- Verkorte therapieduur tot 20% - beter therapie trouw
- Doeltreffende afzetting in de belangrijkste zone van de longen
- Eenvoudige montage - voorkomt foutief gebruik
- Beproefde hygiëne – veilig schoon te maken en te ontsmetten

De **PARI LC® SPRINT SP** vernevelaar is te verkrijgen in 3 verschillende uitvoeringen :



met mondstuk  
referentie 023G6110

met kindermasker  
referentie 023G6120

met volwassenen masker  
referentie 023G6130

Aërosoleigenschappen van de **PARI LC® SPRINT SP** vergeleken met de **PARI LC PLUS®** vernevelaar:

Vernevelaar*	MMD (µm)	< 5µ	TOR (mg/min)
LC SPRINT® SP	3,3 µm	70%	570 mg/min
LC PLUS®	3,5 µm	68%	500 mg/min

\*Druk 1,5 bar, inspiratorische flow 20 l/min. Gemeten met de Malvern MasterSizer X (gemeten volgens Fraunhofers model) aan 23° en 50% relatieve luchtvochtigheid. Verstuivingsmedium: 0,9 % NaCl (5 ml).



**PARI** GmbH  
Spezialisten für effektive Inhalation  
Moosstrasse 3 · D-82319 Starnberg  
Telefon +49 (0) 8151 279-0  
Fax +49 (0) 8151 279-101



**PARI** op Internet:  
www.pari.de  
E-Mail: info@pari.de

## Verbeterde prestaties



Ons werk heeft als doel het leven van mensen die aan luchtwegziekten leiden en diegenen die hen verzorgen en zich zorgen maken, te verlichten.