




nv HENROTECH sa  
Respiratory Care

T : 03 / 844.53.33  
F : 03 / 844.52.13

e : [respircenter@henrotech.be](mailto:respircenter@henrotech.be)  
http : [www.henrotech.be](http://www.henrotech.be)

**SP** aspirateurs médicaux

CE 0051



# aspirateur SP40

## description

- vide : 0 - 680 mm Hg
- débit aspiré : max 35 L/ min
- tension d'alimentation : 220 / 240 V
- poids : 7,5 kg
- longueur : 50 cm
- largeur : 17.5 cm
- hauteur : 28 cm
- équipé d'un régulateur de vide & vacuomètre
- pourvu d'un bocal de captation (3,5 L )+ sécurité anti-débordement
- soupape de sécurité , prévenant la pénétration de liquides et donc la contamination de la pompe
- conception bien étudiée ( poignée) pour usage flexible

	SP40	aspirateur médical pour toutes applications (max 35L/min)
2.199.768	HEN0516	SP40 aspirateur médical + bocal récepteur 3,5 L standard désinfectable
	HEN0528	SP40 - bocal récepteur + sécurité anti-débordement
	HEN0505	SP40 transformé pour utilisation avec sacs jetables 1,8 L (SP40 + monokit container + monokit bokaal + monokit sac jetables 1,8 L)
	HEN0521	SP soupape de sécurité
2.199.784	HEN0526	SP filtre
2.199.834	HEN0518	SP sonde , ch#14 ,pour aspirateurs SP ( 10 p )
2.199.800	HEN0529	SP set de tuyaux