




HENROTECH
Respiratory Care

T : 03 / 844.53.33
F : 03 / 844.52.13

e : respircenter@henrotech.be
http : www.henrotech.be

SP medische aspirators

CE 0051



SP40 - aspirator

beschrijving

- vacuum : -90kPa
- aanzuigdebiet : max 35 L/ min
- voedingsspanning : 220 / 240 V
- gewicht : 7.5 kg
- lengte : 50 cm
- breedte : 17.5 cm
- hoogte : 28 cm
- uitgerust met vacuumregulator & vacuummeter
- voorzien van opvangbokaal (3.5L)+ overloopbeveiliging
- veiligheidsklep voorkomt binnendringen vloeistoffen en dus contaminatie van de pomp
- weldoordacht design (handvat) voor flexibel gebruik

	aspirator voor alle toepassingen (aanzuigdebiet max 35L/min)
HEN0516	SP40 aspirator met standaard bokaal 3,5 L , compleet
HEN0528	SP40 opvangbokaal 3,5 L
HEN0505	SP40 omgebouwd voor gebruik van wegwerpzakken 1,8L (SP40+MKcontainer+MKbokaal+MKwwzak 1,8L)
19385/18606	SP40 statief met 5 poot met wielen incl draagplaat
HEN0526	SP filter
HEN0521	SP veiligheidsklep
HEN0518	SP sonde , ch # 14 voor SP aspiratoren (per 10 stuks)
HEN0529	SP slangenset (pomp > bokaal / bokaal > patient)