

# MEDISANA®

## Saturatiemeter PM 100

Art.-Nr. 79455 | EAN 40 15588 79455 1

Saturatiemeter meet de zuurstofverzadiging van het bloed (SpO<sub>2</sub>%) en hartslagfrequentie

OLED-display toont de meetgegevens

Helderheid display in te stellen in 10 standen

Eenvoudige OneTouch bediening- ideaal voor onderweg

3 JAAR  
GARANTIE



MDD 93/42/EWG

OLED  
DISPLAY



360° meedraaiend display



### Funcities | Gebruik

Saturatiemeter meet de zuurstofverzadiging van het bloed (SpO<sub>2</sub>%) en hartslagfrequentie

Zuurstofverzadiging en hartslagfrequentie kunnen in staaf- of golfdiagram worden weergegeven

OLED-display draait 360° mee voor optimale leesbaarheid van de meetgegevens

6 verschillende weergavemogelijkheden

Helderheid display in te stellen in 10 standen

Eenvoudige OneTouch bediening- ideaal voor onderweg

Automatische uitschakeling na 8 seconden

Batterijstatus weergave

Inclusief etui met riembevestiging

Medisch Gecertificeerd product\*

\*Gecertificeerd volgens MDD (Medical Device Directive)

### Technische data

Afmeting: ca. 5,8 x 3,4 x 3,5 cm

Gewicht: 53 gram

Meetbereik: SpO<sub>2</sub>: 70% ~ 100%

Hartslag: 30 – 235 slagen/min

Batterijen: 2 x 1,5 V (AAA)

### Inhoud

Saturatiemeter PM 100

Batterijen

Gebruiksaanwijzing

Etui met riembevestiging

### Logistieke data

Verkoopverpakking

1 Stuk | | tbd | tbd

VPE

4 Stuks | | tbd | tbd