



nv HENROTECH sa

T : 03 / 844.53.33

F : 03 / 844.52.13

e : [respircenter@henrotech.be](mailto:respircenter@henrotech.be)

http : [www.henrotech.be](http://www.henrotech.be)

## Purelight Flex SpO2




### sensoren

Nonin's Flex Sensor systeem biedt het gemak van een disposable sensor met de kwaliteit en betrouwbaarheid van een re-usable sensor.

De reusable Flex Sensor, gemaakt van duurzame silconen, is compatible met een bijpassende disposable FlexiWrap®. Dit sensor systeem is ideaal voor verschillende applicaties, inclusief langdurige monitoring en slaap studies en is verkrijgbaar in diverse maten.

Elke sensor wordt geleverd met 25 FlexiWrap plakkers (extra FlexiWrap plakkers zijn in verpakkingen van 25 stuks verkrijgbaar).

PureLight sensoren bieden u accurate en betrouwbare SpO2 metingen !

	Sensor	Voorkeursapplicatie	Kenmerken
	Volwassen Flex Sensor 8000J + FlexiWrap 8000JFW (>20 kg)	wijs-, middel- of ringvinger	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vervangbare FlexiWrap®</li><li>• Optimale prestatie bij beweging</li><li>• Comfortabel bij langdurig monitoren</li><li>• Duurzaam en eenvoudig te reinigen</li></ul>
	Kinder Flex Sensor 8008J + FlexiWrap 8008JFW (2-20 kg)	Teen, duim	
	PasgeborenenFlex Sensor 8001J + Neonate FlexiWrap 8001JFW (<2 kg))	Voet	